

Protection pour barrière de lit

Art. N° 182 000

Rembourrage des barrières de lits pour la sécurité des patients



- Prévention des blessures pour les patients
- Couverture en tissu simili cuir enduit avec mousse de garnissage en polyuréthane de haute qualité « Evolon »
- Fixation avec un crochet et par velcro
- 190 x 75 cm
- Facile à nettoyer et à désinfecter



Données techniques

Désignation	Protection pour barrière de lit des soins à domicile
Art.N°.	182 000
Matériel	Extérieur : Simili cuir enduit, blanc Intérieur : Mousse polyuréthane
Taille en cm	190 x 75
Nettoyage	Essuyer et désinfecter



ProSilicon[®]
life science & technology

Stand 05/2007

© Copyright by ProSilicon[®] GmbH

Fabricant:
Pro Silicon[®] GmbH · Lise-Meitner-Straße 3 · 48161 Muenster · Germany
Telefon: +49 (0)25 34 334403 · Telefax: +49 (0)25 34 64270
E-mail: info@pro-silicon.de · Internet: www.pro-silicon.de

Distribution:
ADL Médical Sarl · Allée des Moutiers · 26400 Allex · France
Téléphone: +33 (0)4 75 42 75 05 · Télécopie: +33 (0)9 51 97 88 81
E-mail: contact@adlmedical.fr · Internet: www.adlmedical.fr

Tapis de protection contre les chutes

Art. N° 186 000

Tapis de protection à poser à coté du lit, en prévention de blessures par chute pour les patients extrêmement agités.



- Mise en place rapide du tapis sur le coté du lit.
- Tapis de sécurité pour prévenir les blessures par chute.
- Forme spéciale pour amortir et ralentir le patient dans sa chute.
- Mousse de haute qualité polyuréthane RP 50080.
- Housse blanche en tissu enduit, facile à nettoyer et à désinfecter.
- Facilité de pliage pour le rangement.

Données techniques

Désignation	Tapis de prévention contre les chutes
Article N°	186 000
Matériel	Tissus enduit"
Densité	50 kg/m ³
Dimensions en cm	L: 180, l: 2 x 40, H: 6 – 18
Poids en kg	~ 8,0
Nettoyage	Essuyer et désinfecter
Indication	Chutes de patients extrêmement agités



Stand 04/2007

© Copyright by ProSilicon® GmbH

Fabricant:
Pro Silicon® GmbH · Lise-Meitner-Straße 3 · 48161 Muenster · Germany
Telefon: +49 (0)25 34 334403 · Telefax: +49 (0)25 34 64270
E-mail: info@pro-silicon.de · Internet: www.pro-silicon.de

Distribution :
ADL Médical Sarl · Allée des Moutiers · 26400 Allex · France
Téléphone: +33 (0)4 75 42 75 05 · Télécopie: +33 (0)9 51 97 88 81
E-mail: contact@adlmedical.fr · Internet: www.adlmedical.fr


ProSilicon®
life science & technology