

# Tapis de protection contre les chutes

Art. N° 186 000

Tapis de protection à poser à coté du lit, en prévention de blessures par chute pour les patients extrêmement agités.



- Mise en place rapide du tapis sur le coté du lit.
- Tapis de sécurité pour prévenir les blessures par chute.
- Forme spéciale pour amortir et ralentir le patient dans sa chute.
- Mousse de haute qualité polyuréthane RP 50080.
- Housse blanche en tissu enduit, facile à nettoyer et à désinfecter.
- Facilité de pliage pour le rangement.

## Données techniques

Désignation	Tapis de prévention contre les chutes
Article N°	186 000
Matériel	Tissus enduit"
Densité	50 kg/m <sup>3</sup>
Dimensions en cm	L: 180, l: 2 x 40, H: 6 - 18
Poids en kg	~ 8,0
Nettoyage	Essuyer et désinfecter
Indication	Chutes de patients extrêmement agités



**ProSilicon**<sup>®</sup>  
life science & technology

Stand 04/2007

© Copyright by ProSilicon® GmbH

Fabricant:  
Pro Silicon® GmbH · Lise-Meitner-Straße 3 · 48161 Muenster · Germany  
Telefon: +49 (0)25 34 334403 · Telefax: +49 (0)25 34 64270  
E-mail: info@pro-silicon.de · Internet: www.pro-silicon.de

Distribution :  
ADL Médical Sarl · Allée des Moutiers · 26400 Allex · France  
Téléphone: +33 (0)4 75 42 75 05 · Télécopie: +33 (0)9 51 97 88 81  
E-mail: contact@adlmedical.fr · Internet: www.adlmedical.fr